

## QUARTALSBESTELLUNG ANFORDERUNG NAHTMATERIAL FÜR ORDINATIONSVERBRAUCH

Quartal Q1   
Q2   
Q3   
Q4

Urlaub: \_\_\_\_\_

Arzt-Name: \_\_\_\_\_

Arzt-VPNr.: \_\_\_\_\_

Art.-Nr.	Artikel	Artikel-Name	VE/ Stk.	Stück
----------	---------	--------------	-------------	-------

### Nicht resorbierbar, 3/8 Kreisnadel schneidend, Faden monofil, Polypropylen

100028186	Fadenstärke 6-0, Fadenlänge 90 cm, Bogenlänge 12 mm	Filapeau – 87010	1	
100032269	Fadenstärke 5-0, Fadenlänge 90 cm, Bogenlänge 12 mm	Filapeau – 87004	1	

### Nicht resorbierbar, 3/8 Kreisnadel schneidend, Faden monofil, Polyamid

100032634	Fadenstärke 4-0, Fadenlänge 90 cm, Bogenlänge 16 mm	Filapeau – 87003	1	
100031734	Fadenstärke 3-0, Fadenlänge 90 cm, Bogenlänge 20 mm	Filapeau – 87300	1	
100032046	Fadenstärke 2-0, Fadenlänge 90 cm, Bogenlänge 25 mm	Filapeau – 87499	1	
100030595	Fadenstärke 2-0, Fadenlänge 90 cm, Bogenlänge 30 mm	Filapeau – 87500	1	

### Nicht resorbierbar, 3/8 Kreisnadel schneidend, Faden geflochten/beschichtet, Polyester

100030716	Fadenstärke 4-0, Fadenlänge 75 cm, Bogenlänge 20 mm	Polytresse – 91S15D	1	
100030795	Fadenstärke 3-0, Fadenlänge 75 cm, Bogenlänge 20 mm	Polytresse – 91I20A	1	
100030969	Fadenstärke 2-0, Fadenlänge 75 cm, Bogenlänge 25 mm	Polytresse – 91S30B	1	
100030309	Fadenstärke 2-0, Fadenlänge 75 cm, Bogenlänge 30 mm	Polytresse – 91S30M	1	

### Resorbierbar (Synthetik), 3/8 Kreisnadel schneidend, 60 - 90 Tage

100030479	Fadenstärke 2-0, Fadenlänge 75 cm, Bogenlänge 24 mm	Optime R – 12S30C	1	
100029990	Fadenstärke 4-0, Fadenlänge 75 cm, Bogenlänge 19 mm	Optime R – 12S15F	1	

### Resorbierbar (Synthetik), 1/2 Kreisrundkörpernadel, 60 – 90 Tage

100030141	Fadenstärke 2-0, Fadenlänge 70 cm, Bogenlänge 22 mm	Advantime – 15S30A	1	
100029486	Fadenstärke 0-0, Fadenlänge 70 cm, Bogenlänge 30 mm	Advantime – 15S35B	1	

Stand: April 2024

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift und Arztstempel mit VP Nr.